

Veratox芥末過敏原定量檢測套組

規格:

產品編號: Veratox Mustard-#8400

檢測平台: Sandwich ELISA

Controls 範圍: 0、2.5、5、10 以及 25 ppm

檢測極限: 2.5 ppm

檢測範圍: 2.5-25 ppm

測試時間: 30 分鐘 + 檢體萃取時間

檢測目的: Veratox芥末過敏原定量檢測套組目的是為了定量分析產品是否含有芥末蛋白質，如香料、醬汁、調味料、肉類等。

注意事項: Veratox芥末過敏原定量檢測套組使用特殊的萃取液成份(Tris/EDTA溶液)，不可與其他過敏原套組萃取液(粉)交互使用。



公開販賣日期: Nov 18,2009

技術資料:

- 套組試劑 [V-must_1109 insert.pdf](#)
- 新產品頁面 [Lit V-Mustard Catalog Page.pdf](#)
- 測試結果網站頁面 [Val V-Mustard Beta tech info 1009.pdf](#)
- MSDS

目標市場:

香料、醬汁、調味料、肉製品、鮮食工廠以及過敏原檢驗機構、實驗室等。

產品資源服務:

蕭一鴻 0930573660

吳政哲 0981130780