

NeoColumn

For Zearalenone (HPLC Clean-up)




產品資訊

檢測限制： 5 ppb
 檢測時間： 20 min
 Recovery： > 90%*
 包裝規格： 50 column / 組

*Based on comprehensive analysis of various matrices including maize, wheat, animal feed and breakfast cereals.

檢測結果：



Reveal Q+


For Zearalenone



產品資訊

檢測範圍： 50-1200 ppb
 檢測時間： 6 min
 保存溫度： 室溫, 18-30°C
 包裝規格： 25 tests / 組
 相關認證： GIPSA 2012-021A

檢測結果：



Reveal Q+ MAX


For Zearalenone



產品資訊

檢測範圍： 玉米: 50-1500 ppb (with dilutions)
 小麥: 25-1500 ppb (with dilutions)
 檢測時間： 5 min
 保存溫度： 室溫, 18-30°C
 包裝規格： 25 tests / 組

檢測結果：



Veratox

For Zearalenone



產品資訊

檢測下限值： 5 ppb
 定量範圍： 25-500 ppb
 實驗對照組： 0, 25, 75, 150, and 500 ppb
 檢測時間： 10 min
 抗體反應： Zearalenone 100%,
 α-zearalenol 73%,
 β-zearalenol 23%,
 Zearalanone 63%
 α-zearalanol 36%,
 β-zearalanol 15%
 包裝規格： Up to 38

檢測結果：

