

Reveal® for Histamine



組織胺測試條為單一步驟的免疫側流法測試套組，針對鯖亞目種的魚類，如mahi-mahi、鮭魚等魚類，檢測其組織胺的含量是否超標，透過競爭免疫分析法以目視即可判讀結果。

- 採免疫側流法
- 簡單水萃法
- 5分鐘快速定性檢驗
- 肉眼判讀檢測結果
- 單一操作步驟

產品資訊

敏感度： 50 ppm
 檢測時間： 5 min
 抗體專一性： 針對組織胺
 保存溫度： 18-30°C
 包裝規格： 25 tests / 組

組織胺定性檢測套組透過比色法篩檢檢體的組織胺含量是否超標，約20分鐘即可以目試法判讀結果，此套組的設計可同時檢測六個不同檢體，適用於檢體量大的需求者。

- 簡單水萃法
- 20分鐘即可判讀
- 簡易測試的平台
- control: 50ppm
- 20 tests/組

產品資訊

內附控制組： 50 ppm
 檢測時間： 20 min
 抗體專一性： 針對組織胺
 包裝規格： 20 tests / 組

Alert® for Histamine



Veratox® for Histamine



組織胺定量檢測套組須搭配Neogen ELISA判讀機(9303)使用，有別於定性套組的判定，透過檢測可以得到精確的組織胺含量濃度，此套組已通過AOAC認證。

(AOAC-RI No.070703)

- 採直接競爭型ELISA法
- 簡單水萃法
- 批次檢驗多個樣品
- 精準定量樣品中的組織胺濃度
- 38 tests/組(Max)

產品資訊

最低檢驗極限(LOD): 2 ppm
 內附標準品： 0, 2.5, 5, 10, 20 and 50 ppm
 檢測時間： 20 min
 包裝規格： 依據使用習慣, 最高38 tests/組
 相關認證： AOAC-RI 070703

Neogen 4700 Reader (9303) ▶



- 全自動微孔條運移裝置。
- 以標準濾光片組成之雙色光學分析： 405, 450, 492, 650 nm
- 操作簡易，各步驟皆有對話窗提示。
- 檢測完即直接列印數據紙本檔。
- 自動計算檢測結果，並可儲存至少100筆完整之用戶試驗。
- 3 x 12孔條的讀取盤設計非常適於讀取可拆式微孔盤之檢測結果。
- 內建Veratox系列產品之專屬分析軟體，數據處理、保存、追溯一機搞定。