

Veratox

For Chloramphenicol



產品資訊

檢測下限值： 0.02 ng/mL or 10 ppt  
 檢驗範圍： 10–1000 ppt  
 內附控制組： 0.0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 2.0 ng/mL  
 檢測時間： 30 mins  
 包裝規格： Up to 90

檢測結果：



Veratox

For Florfenicol



產品資訊

檢驗範圍： 0.15–100 ppm  
 內附控制組： 0, 0.15, 1, 5, 25 and 100 ng/mL Florfenicol  
 檢測時間： 75 mins  
 包裝規格： Up to 36 when run in duplicate

檢測結果：



Veratox

For Fluoroquinolone



產品資訊

檢驗範圍： 0.5–8 ppb  
 內附控制組： 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 and 0.8 ng/mL Enrofloxacin  
 檢測時間： 50 mins  
 包裝規格： Up to 36 run in duplicate

檢測結果：



Veratox

For Gentamicin



產品資訊

檢驗範圍： 0.5–27 ppb  
 內附控制組： 0, 0.05, 0.1, 0.3, 0.9 and 2.7 ng/mL Gentamicin  
 檢測時間： 75 mins  
 包裝規格： Up to 36 run in duplicate

檢測結果：



Veratox

For Lincomycin



產品資訊

檢驗範圍： 75 – 262.5 ppb  
 內附控制組： 0, 0.1, 0.25, 0.6, 1.5 and 3.75 ng/mL Lincomycin  
 檢測時間： 50 mins  
 包裝規格： Up to 36 run in duplicate

檢測結果：



Veratox

For Neomycin



產品資訊

檢驗範圍： 75–1,875 ppb  
 內附控制組： 0, 3, 7.5, 15, 30 and 75 ng/mL Neomycin  
 檢測時間： 45 mins  
 包裝規格： Up to 36 run in duplicate

檢測結果：



## Veratox

## For Oxytetracycline



## 產品資訊

檢驗範圍： 3.6-324 ppb  
 內附控制組： 0, 0.15, 0.75, 1.5, 4.5, and 13.5 ng/mL Oxytetracycline  
 檢測時間： 90 mins  
 包裝規格： Up to 36 when run in duplicate

檢測結果：



## Veratox

## For Sulfonamide



## 產品資訊

檢驗範圍： 10-1,000 ppb  
 內附控制組： 0, 0.5, 1.5, 5.0, 15 and 50 ng/mL SMX  
 檢測時間： 75 mins  
 包裝規格： Up to 36 when run in duplicate

檢測結果：



## Veratox

## For Fluoroquinolone



## 產品資訊

檢驗範圍： 0.5-16 ppb  
 內附控制組： 0, 0.05, 0.15, 0.4, 0.8 and 1.6 ng/mL Tetracycline  
 檢測時間： 90 mins  
 包裝規格： Up to 36 run in duplicate

檢測結果：



## Veratox

## For Gentamicin



## 產品資訊

檢驗範圍： 10-250 ppb  
 內附控制組： 0, 1, 2.5, 5, 10 and 25 ng/mL Tylosin  
 檢測時間： 75 mins  
 包裝規格： Up to 36 run in duplicate

檢測結果：

