




## 壓縮氣體浮游菌採樣儀 SAS SUPER PINOCCHIO II

為監控潔淨室空氣及壓縮氣體品質所設計的微生物空氣採樣器。

將壓縮氣體源連接到 SAS Super Pinocchio Super II 系統，並由流量計調節所需的流速，例如：每分鐘 100 公升的空氣，計算採樣時間以達到目標總採樣量，例如：1000 公升。



710-0972  
Pinocchio carrying case included



#### ■ 典型應用

SAS Super Pinocchio II 係專為藥廠、食品廠或其他關鍵領域的空氣及壓縮氣體所設計的微生物監控裝置，壓縮氣體將直接導入儀器進行採樣。

#### ■ 性能

- 可高溫高壓滅菌。
- 根據國際標準進行校正。
- 提供 IQ OQ PQ 驗證計畫。
- 提供標準操作程序（SOP）。
- 裝置不需要外接電源，且機台可完全運送。
- 可搭配接觸型或標準 90 mm 培養基使用。

SAS Super Pinocchio II with carrying case	Cat. No.
SAS Super Pinocchio II for contact plates	710-0949
SAS Super Pinocchio II for Petri dishes	710-0950
SAS Super Pinocchio II for contact plates with calibrated flow meter	710-0951
SAS Super Pinocchio II for Petri dishes with calibrated flow meter	710-0955
Accessories	Cat. No.
IQ, OQ, PQ manual for SAS Super Pinocchio II	710-0976
Validated Pinocchio flow meter	710-0965