


Agri-Screen**For Fumonisin****產品資訊**


實驗對照組： 5 ppm
 檢測時間： 15 min
 抗體反應： Total fumonisins (B₁, B₂, B₃)
 包裝規格： Up to 20

檢測結果：**Reveal Q+****For Fumonisin****產品資訊**

檢測範圍： 0.3-6 ppm
 檢測時間： 6 min
 保存溫度： 室溫, 18-30°C
 包裝規格： 25 tests / 組
 相關認證： USDA-GIPSA 2012-032

檢測結果：**Veratox****For Fumonisin 5/10****產品資訊**

檢測下限值： 0.2 ppb
 定量範圍： 0.5-6 ppm
 實驗對照組： 0, 0.5, 1, 3 and 6 ppm
 檢測時間： 15 min
 抗體反應： Total aflatoxins (B₁, B₂, B₃)
 包裝規格： Up to 38

檢測結果：**Veratox****For Fumonisin****產品資訊**

檢測下限值： 0.2 ppm
 定量範圍： 1-6 ppm
 實驗對照組： 0, 1, 2, 4 and 6 ppm
 檢測時間： 20 min
 抗體反應： Total fumonisins (B₁, B₂, B₃)
 包裝規格： Up to 38
 相關認證： AOAC Official Method 2001.06

檢測結果：**Veratox****For Fumonisin HS (high sensitivity)****產品資訊**

檢測下限值： 50 ppb
 定量範圍： 50-600 ppb
 實驗對照組： 0, 50, 100, 300 and 600 ppb
 檢測時間： 15 min
 抗體反應： Total fumonisins (B₁, B₂, B₃)
 包裝規格： Up to 38

檢測結果：