

NeoColumn

For Ochratoxin A (HPLC Clean-up)

8640




產品資訊

檢測下限值： <0.1 ppb
 檢測時間： 30 min
 Recovery： > 95%*
 包裝規格： 50 column / 組

*Example given is for cereals. Conditions may vary depending on the commodity.

檢測結果：



Reveal Q+

For Ochratoxin


8685



產品資訊

檢測範圍： 2-20 ppb
 檢測時間： 9 min
 保存溫度： 室溫, 18-30°C
 包裝規格： 25 tests / 組

檢測結果：



Reveal Q+ MAX

For Ochratoxin


8688



產品資訊

檢測範圍： 2-100 ppb
 檢測時間： 5 min
 保存溫度： 室溫, 18-30°C
 包裝規格： 25 tests / 組

檢測結果：



Veratox

For Ochratoxin

8610



產品資訊

檢測下限值： 1 ppb
 定量範圍： 2-25 ppb
 實驗對照組： 0, 2, 5, 10, 25 ppb
 檢驗時間： 20 min
 抗體反應： Ochratoxin A 100%,
 Ochratoxin B 18%
 包裝規格： Up to 38

檢測結果：



Veratox

For Ochratoxin Grain

8630



產品資訊

檢測下限值： 2 ppb
 定量範圍： 2-25 ppb
 實驗對照組： 0, 2, 5, 10, 25 ppb
 檢驗時間： 20 min
 抗體反應： Ochratoxin A 100%,
 Ochratoxin B 18%
 包裝規格： Up to 38

檢測結果：

