

**NeoColumn**

**For T-2/HT-2 (HPLC Clean-up)**



**產品資訊**


檢測限制： 12.5–1000 ppb T-2 or HT-2 toxins

**檢測時間：**

樣品製備與  
NeoColumn清理： 20 min  
洗脫液蒸發： 30 min  
Derivatisation of  
T2/HT2： 30 min  
HPLC測定分析： 20 min  
Recovery： ≥ 95%\*  
包裝規格： 50 column / 組

\*Based on comprehensive analysis of various matrices including baby food, oats, corn, wheat and animal feed.

**檢測結果：**



**Reveal Q+**

**For T-2/HT-2**



**產品資訊**

檢測範圍： 50-600 ppb  
檢測時間： 6 min  
保存溫度： 室溫, 18-30°C  
包裝規格： 25 tests / 組

**檢測結果：**



**Veratox**

**For T-2/HT-2**



**產品資訊**

檢測下限值： 25 ppb  
定量範圍： 25-250 ppb  
實驗對照組： 0, 25, 50, 100 and 250 ppb  
檢測時間： 10 min  
抗體反應： T-2 toxin 100%, HT-2 toxin 100%  
包裝規格： Up to 38

**檢測結果：**

