

# Foodborne Pathogens 食品病原菌

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ANSR®</b>   | <b>ANSR®</b>   | <b>ANSR®</b>   |
| For Campylobacter  | For E. coli O157:H7  | For Listeria   |
|  <p><b>9872</b></p>   |  <p><b>9822</b></p>   |  <p><b>9871</b></p>   |
| <b>產品資訊</b>  | <b>產品資訊</b>  | <b>產品資訊</b>  |
| 敏感度：<br>1 cfu/analytical unit<br>$10^2$ cfu/mL post enrichment<br>檢測時間：<br>18 mins<br>包裝規格：<br>96 tests / 組<br>套組包含：<br>96 reaction tubes and caps<br>3 lysis reagent bottles<br>60 mL lysis reagent suspension buffer<br><br>相關認證：<br>AOAC PTM approved | 敏感度：<br>1 cfu/analytical unit<br>$10^4$ cfu/mL post enrichment<br>檢測時間：<br>10 mins<br>包裝規格：<br>96 tests / 組<br>套組包含：<br>96 reaction tubes and caps<br>60 mL lysis buffer<br>96 lysis tubes<br>3 lysis reagent bottles                    | 敏感度：<br>1 cfu/analytical unit<br>$10^2$ cfu/mL post enrichment<br>檢測時間：<br>18 mins<br>包裝規格：<br>96 tests / 組<br>套組包含：<br>96 reaction tubes and caps<br>60 mL lysis reagent resuspension buffer<br>96 lysis tubes<br>3 lysis reagent bottles |
| <b>ANSR®</b>   | <b>ANSR®</b>   | <b>ANSR®</b>   |
| For Listeria monocytogenes   | For Salmonella   | Listeria Right Now   |
|  <p><b>9824</b></p>   |  <p><b>9870</b></p>   |   |
| <b>產品資訊</b>  | <b>產品資訊</b>  | <b>產品資訊</b>  |
| 敏感度：<br>1 cfu/analytical unit<br>$10^2$ cfu/mL post enrichment<br>檢測時間：<br>18 mins<br>包裝規格：<br>96 tests / 組<br>套組包含：<br>96 reaction tubes and caps<br>60 mL lysis buffer<br>96 lysis tubes<br>3 lysis reagent bottles                                    | 敏感度：<br>1 cfu/analytical unit<br>$10^4$ cfu/mL post enrichment<br>檢測時間：<br>10 mins<br>包裝規格：<br>96 tests / 組<br>套組包含：<br>96 reaction tubes and caps<br>3 lysis reagent bottles<br>60 mL lysis reagent suspension buffer<br>96 lysis tubes | 敏感度：<br>4 cfu/swab with 95% confidence<br>檢測時間：<br>50 mins<br>包裝規格：<br>96 tests / 組<br>套組包含：<br>Listeria Right Now reagents (96 reactions)<br>96 microcentrifuge tubes<br>96 swabs with Lethen broth<br>96 lysis tubes<br>Permanent caps   |