



Alert

## 定性免疫分析套組



### Alert系列產品：

本系列產品可同時檢測20個樣品。當試驗完成後，只需比較控制組與樣品測試組之反應液顏色，即可判定樣品與標準品中過敏原含量之相對差異。

### For Almond 杏仁果(扁桃)



8441

#### example.

#### 產品資訊

實驗對照組：5 ppm almond  
檢測時間：30 min  
包裝規格：Up to 20 tests

#### 檢測結果



### 適用品項及產品編號

- Almond Allergen 杏仁果(扁桃)過敏原 / 8441
- Egg Allergen 雞蛋過敏原 / 8451
- Peanut Allergen 花生過敏原 / 8431
- Soy Allergen 大豆過敏原 / 8411
- Total Milk Allergen 牛奶過敏原 / 8471
- Gliadin Allergen 醇溶蛋白過敏原 / 8481
- Gliadin R5 Allergen 醇溶蛋白過敏原 / 8511