

Veratox ▶ 定量分析套組

Veratox 系列產品



本系列產品亦屬於過敏原定量套組，每次試驗包含5個標準品，與各個待測樣品，最多可同時進行19個樣品的過敏原含量測定。在吸光值判讀儀的判定下，偵測極限可達百萬分之一 (ppm)。

For Gliadin 醇溶蛋白 example.

8480




產品資訊

定量範圍： 5 ppm–50 ppm
實驗對照組： 0, 5, 10, 20 and
50 ppm gliadin
檢測時間： 30 min
包裝規格： 38 tests / 組

- Hazelnut Allergen 榛果過敏原 / 8420
- Lupine Allergen 羽扇豆過敏原 / 8500
- Mustard Allergen 黃芥末過敏原 / 8400
- Total Milk Allergen 牛奶過敏原 / 8470

檢測結果



適用品項及產品編號 ▶

- Almond Allergen 杏仁果(扁桃)過敏原 / 8440
- Casein Allergen 酪蛋白過敏原 / 8460
- Crustacea Allergen 甲殼類過敏原 / 8520
- Egg Allergen 雞蛋過敏原 / 8450
- Gliadin R5 Allergen 醇溶蛋白過敏原 / 8510
- Gliadin Allergen 醇溶蛋白過敏原 / 8480
- Peanut Allergen 花生過敏原 / 8430
- Soy Flour Allergen 黃豆粉過敏原 / 8490
- Soy Allergen 大豆過敏原 / 8410

ELISA Reader ▶ 定量試驗判讀機

Neogen 4700 Reader (9303) ▶



- 全自動微孔條運移裝置。
- 以標準濾光片組成之雙色光學分析：405, 450, 492, 650 nm
- 操作簡易，各步驟皆有對話窗提示。
- 檢測完即直接列印數據紙本檔。
- 自動計算檢測結果，並可儲存至少100筆完整之用戶試驗。
- 3 x 12孔條的讀取盤設計非常適於讀取可拆式微孔盤之檢測結果。
- 內建Veratox系列產品之專屬分析軟體，數據處理、保存、追溯一機搞定。